





TERUMO FINETOUGH®


DIABETES SOLUTION - Produktinformationen

	Produkt	Verpackung	Artikelnummer
	TERUMO FINETOUGH® Blutzuckermesssystem Inhalt: 1 Blutzuckermessgerät, 25 Testspitzen, 1 Lanzettengerät, 25 Lanzetten, 1 Spitze für Geräte- prüfung, 1 Etui, 2 Batterien	1 Set	MS-GKITMGDE (mg/dL) PZN 6943292 MS-GKITMMDE (mmol/L) PZN 6943300
	TERUMO FINETOUGH® Testspitze	25 Stück	MS*GC25C PZN 4604491
	TERUMO FINETOUGH® Lanzettengerät	1 Stück	MS*GN02C PZN 1061475
	TERUMO FINETOUGH® Lanzette	25 Stück	MS*GN4525C PZN 6633769



TERUMO FINETOUGH®

Blutzuckermesssystem



European Headquarters

Terumo Europe NV
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium
Tel.: +33 16 38 12 11
Fax.: +33 16 40 02 49

European Offices

**Terumo Europe NV
Benelux Sales Division**
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium
Tel.: +32 16 39 25 80
Fax.: +32 16 39 25 99
The Netherlands:
Tel.: 0800 022 03 96
Tel.: 0800 022 04 14

Terumo Deutschland GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 6
65760 Eschborn, Germany
Tel.: +49 61 96 80 230
Fax.: +49 61 96 80 23 200

Terumo Italia Srl
Via Simone Martini, 143 / 145
00142 Roma RM, Italy
Tel.: +39 06 519 61 420
Fax.: +39 06 503 04 07

Terumo UK Ltd
Tamesis
The Causeway
Egham, Surrey
TW20 9AW, United Kingdom
Tel.: +44 1784 476 200
Fax.: +44 1784 476 201

Laboratoires Terumo France SA
Parc Ariane - Bât. Uranus
1 rue Hélène Boucher
78284 Guyancourt Cedex, France
Tel.: +33 1 30 96 13 00
Fax.: +33 1 30 43 60 85

®: Eingetragenes Warenzeichen
Herausgegeben von Terumo Europe N.V.



Noch Fragen?

www.terumo-diabetes.com
diabetes@terumo-europe.com

DI 80DE-0110FD-(10.10)E



TERUMO FINETOUGH®

Die perfekte Kombination aus Design & Zuverlässigkeit

Entdecken Sie die
TERUMO Diabetes Welt

Smarte
Testspitze

einfaches Aufsetzen
ausgeklügelte
Anwendung

Trendiges
Design

metallic Look
handliche Form

XL
Datenspeicher

500 Werte
Download
Schnittstelle

Ohne Blutkontakt
sauberer Abwurf
sichere Entsorgung

erhältlich in mg/dL
und mmol/L

Blutzuckermessung muss einfach GENAU sein




Das TERUMO FINETOUGH® Blutzuckermessgerät berücksichtigt den Hämatokrit

Deshalb haben **Hämatokritschwankungen** keinen substantiellen Einfluss auf die Messwerte.



TERUMO FINETOUGH® Testspitzen verwenden das Enzym GOD (Glucoseoxidase)

Deshalb reagieren die Testspitzen nur mit Glucose und werden nicht von **Maltose, Xylose, Icodextrin** oder **Galactose** beeinflusst.



TERUMO FINETOUGH® Testspitzen sind einzeln verpackt

Deshalb sind die Testspitzen vor **Umwelteinflüssen**, wie Feuchtigkeit und Schmutz, geschützt.

Stechen mit WENIGER AUTSCH



5 einstellbare Einstichtiefen

Minimale Stechtiefe nur 0,3 mm.

Sichere Anwendung

Intelligentes Lanzettendesign verhindert unbeabsichtigte Nadelstichverletzungen.

Funktionelles Nadeldesign

Die Mehrzahl der Patienten in einer Umfrage¹ beurteilten die TERUMO FINETOUGH® Lanzette als weniger schmerzhaft.

¹Kordonouri, O. et al., 2007, Diabetologie & Stoffwechsel; 2: S72

