

TERUMO FINETOUGH®

DIABETES OPLOSSING - Productinformatie

Product	Verpakking	Code
 TERUMO FINETOUGH® Bloedglucosecontrolesysteem Inhoud: 1 Bloedglucosemeter, 25 Test TIPS, 1 Prikinstrument, 25 Lancetten, 1 Meter-controle TIP, 1 draagtasje, 2 batterijen	1 Kit	MS-GKITMGBE CNK code 2688-091
 TERUMO FINETOUGH® Test TIPS	1 x 25 stuks 2 x 25 stuks	MS*GC25C CNK code 2438-802 MS-GC25C02 CNK code 2663-540
 TERUMO FINETOUGH® Prikinstrument	1 stuk	MS*GN02C CNK code 2438-828
 TERUMO FINETOUGH® Lancetten	1 x 25 stuks 4 x 25 stuks	MS*GN4525C CNK code 2438-810 MS-GN4525C04 CNK code 2658-433

NIEUW

TERUMO FINETOUGH®

Bloedglucosecontrolesysteem



TERUMO EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode 1520
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven
BELGIUM
Tel. +32 1638 1211
Fax +32 1640 0249

TERUMO EUROPE N.V.
Benelux Sales Division
Researchpark Haasrode 1520
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven
BELGIUM
Tel. +32 1639 2580
Fax +32 1639 2599
Tel. (toll-free) 0800 16 126

TERUMO DEUTSCHLAND GmbH
Hauptstrasse 87
65760 Eschborn
GERMANY
Tel. +49 6196 8023 0
Fax +49 6196 8023 200
Tel. (gebührenfrei) 0800 346 3868

©: Gedeponneerd handelsmerk
Gepubliceerd door Terumo Europe N.V.

TERUMO ITALIA srl
Via Simone Martini 143-145
00142 Roma RM
ITALY
Tel. +39 06 519 61420
Fax +39 06 503 0407
Tel. (numero verde) 800 66 1103

TERUMO UK Ltd.
Tamesis
The Causeway
Egham
Surrey
TW20 9AW
UNITED KINGDOM
Tel. +44 1784 476 200
Fax +44 1784 476 201
Tel. (toll-free) 0800 988 4617

**LABORATOIRES TERUMO
FRANCE S.A.**
Parc Ariane - Bât. Uranus
1 rue Hélène Boucher
78284 Guyancourt Cedex
FRANCE
Tel. +33 1 3096 1300
Fax +33 1 3043 6085



Nog vragen? Bezoek

www.terumo-diabetes.com
diabetes@terumo-europe.com



DI 80NL-0110FD-102.101E

TERUMO FINETOUGH®

Perfecte combinatie van design & betrouwbaarheid

Ontdek het nieuwe lid van de
TERUMO diabetes wereld

Handige Test TIP

eenvoudige bevestiging

vernuftige
bloedopname

Trendy Design

metaalkleur
handige vorm

XL Geheugen

500 waardes
uitlees-interface

**Geen
Bloedcontact**

hygiënisch
veilig te verwijderen

Bloedglucosemeting moet gewoonweg **NAUWKEURIG** zijn



De TERUMO FINETOUGH® Bloedglucosemeter houdt rekening met hematocriet

Daarom hebben **hematocrietschommelingen** geen aanzienlijke invloed op het meetresultaat.



De TERUMO FINETOUGH® Test TIPs gebruiken het GOD (glucoseoxidase) enzyme

Daarom reageren de Test TIPs enkel met glucose, en worden ze niet beïnvloed door **maltose, xylose, icodextrine** of **galactose**.



De TERUMO FINETOUGH® Test TIPs zijn individueel verpakt

Daarom zijn de Test TIPs beschermd tegen **invloeden van buitenaf**, zoals vocht of vuil.

Prikken moet gewoonweg **MINDER PIJN** doen



5 instelbare prikdieptes

Minimale prikdiepte van slechts 0,3 mm.

Veilig in gebruik

Het intelligente ontwerp van het lancet voorkomt accidentele prikongevallen.

Functionele vormgeving van de naald

Uit een onderzoek¹ blijkt dat de meeste patiënten het TERUMO FINETOUGH® Lancet als minder pijnlijk beschouwen.



¹Kordonouri, O. et al., 2007, Diabetologie & Stoffwechsel; 2: S72