

NANOPASS®

33

L'aiguille pour stylo injecteur la plus fine au monde et la première aiguille bi-conique



NANOPASS®

33



Référence produit :	TN*3305M Ø
pointe de l'aiguille :	33G ( 0,2 mm )
Longueur aiguille :	5 mm
Contenu de l'emballage :	100 pièces
Code CNK :	2648-392

"TYPE A" ISO 11608-2  
 CE 0197  LATEX



Autres questions ?

[www.terumo-diabetes.com](http://www.terumo-diabetes.com)  
numéro gratuit 0800 16 126

[www.terumo-europe.com](http://www.terumo-europe.com)

NANOPASS®

33

Aiguille pour stylos injecteurs

La plus fine au monde



DI 89FR-0410FD-11(1.1.10)E



NANOPASS® 33 a gagné „ le grand prix de bonne conception ” (2005) de l'organisation de promotion de design industriel du Japon (JIDPO)

TERUMO®

NANOPASS®

33

Découvrez vos avantages

**Bi-conique**

nouvelle technologie  
écoulement optimal  
de l'insuline

33G (Ø 0,2 mm)

33% plus fine  
qu'une aiguille 30G  
traditionnelle

**Moins  
douloureux**

injection facile  
thérapie efficace

**Passe-partout**

compatible avec tous  
les stylos injecteurs  
(Type A)


L'aiguille pour stylo injecteur  
la plus fine au monde 33G  
(Ø 0,2 mm)

Une aiguille de stylo plus fine cause moins  
de douleur. Le diamètre de l'extrémité du  
NANOPASS® 33 fait seulement 0,2 mm.

**Cela signifie jusqu'à 33% plus fine  
qu'une aiguille 30G traditionnelle.**

NANOPASS® 33 s'intégrera  
rapidement dans votre vie  
personnelle

- moins de douleur
- injection facile
- débit d'insuline optimal



La première aiguille  
bi-conique

Plus une aiguille est fine, plus sa résistance  
à l'injection est élevée.

La structure bi-conique du NANOPASS® 33  
a dépassé la technologie traditionnelle en  
réduisant la force d'injection d'insuline  
sensiblement.



Essayez-la et découvrez-la par  
vous-même

