

NANOPASS®

33

's Werelds dunste en eerste dubbel-conische pennaald



NANOPASS®

33



Product code:	TN*3305M
Ø naaldtip:	33G (0,2 mm)
Lengte naald:	5 mm
Verpakkingsgrootte:	100 stuks
CNK Code:	2648-392

"TYPE A" ISO 11608-2
 CE 0197  



Nog vragen?

www.terumo-diabetes.com
gratis nummer 0800 16 126


www.terumo-europe.com

NANOPASS®

33

Naald voor pen-injectoren

De dunste pennaald ter wereld



DI 89NL-0410FD-11(11.10)E



NANOPASS® 33 won de „Good Design Grand Prize“ (2005) in Japan georganiseerd door Industrial Design Promotion Organisation (JIDPO)

TERUMO®

NANOPASS®

33

Ontdek uw voordelen

Dubbel-conisch
nieuwe technologie
optimale insuline
doorstroom

33G (Ø 0,2 mm)
33% dunner dan
een conventionele
30G naald

Minder pijn
gemakkelijke injectie
effectieve therapie

Een voor alle
compatibel met alle
pen injectoren
(Type A)

's Werelds dunste
pennaald 33G (Ø 0,2 mm)

Een dunner pennaald zorgt voor minder pijn.
De diameter van het uiteinde van de
NANOPASS® 33 is maar 0,2 mm.

**Dat betekent dat deze pennaald 33%
dunner is dan een conventionele 30G naald.**

NANOPASS® 33 past
mooi in uw leven

- minder pijnlijk
- gemakkelijke injectie
- optimale insulinedoorstroom



Eerste dubbel-conische
pennaald

Hoe dunner de naald, hoe groter de
injectieweerstand. De dubbel-conische
structuur van NANOPASS® 33 verlegt de
grenzen van de conventionele technologie.



NANOPASS® 33 vermindert merkbaar de
insuline-injectiekracht.

Probeer het en ervaar het zelf!

